

# PROCEDURA URUCHOMIENIA SYSTEMU CGM

Medtronic

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_

## MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA

- Rękawiczki.
- Sensor.
- Serter - urządzenie do wprowadzenia sensora.
- Preparat do odtłuszczenia skóry.
- Gaziki do dezynfekcji skóry.
- Samoprzylepny opatrunek okluzyjny.
- Dzienniczek Samokontroli CGM dla pacjenta.
- Wskazówki dotyczące kalibracji dla pacjenta.

## ŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE TRANSMITERA

- Transmitter należy naładować przed każdym użyciem. Podczas ładowania transmitera, zielona dioda na ładowarce pulsuje. Gdy transmitter zostanie całkowicie naładowany, dioda zgaśnie. Po każdym użyciu sensora, koniecznie naładuj transmitter do pełna, zajmie to około jednej godziny. W pełni naładowany transmitter, można używać przez kolejne 6 dni, bez konieczności ponownego ładowania.
- Po odłączeniu transmitera od ładowarki, zielona dioda transmitera powinna pulsować. Oznacza to, że bateria w transmierze jest wystarczająco naładowana i można podłączyć go do sensora. Jeśli zielona dioda na transmierze nie pulsuje, należy ponownie podłączyć go do ładowarki i naładować do pełna.
- Transmitter, ładowarkę oraz tester należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

**Jeśli nadajnik nie jest używany, należy go ładować co najmniej raz na 60 dni.**

## WPROWADZENIE SENSORA

- Zapisać numer seryjny (SN) transmitera.
- Umyć ręce i założyć rękawiczki.
- Wybrać miejsce wprowadzenia, odtłuścić i zdezynfekować skórę.
- Przygotować i wprowadzić sensor za pomocą urządzenia do wprowadzania sensora (serter).
- Przytrzymując sensor, delikatnie wyjąć igłę. Wyrzucić igłę do pojemnika na ostre odpady.
- Przed podłączeniem transmitera dociśnij plaster do skóry.  
Uwaga: prawidłowe dociśnięcie plastra do skóry gwarantuje, że sensor pozostanie przyklejony do skóry przez cały okres noszenia.
- Odchyl plaster spod złącza sensora i uchwytów.
- Wyprostuj plaster sensora tak, aby płasko przylegał do skóry. Nie usuwaj jeszcze paska ochronnego.
- WAŻNE:** Wszystkie plastry mocujące sensor należy dokładnie przykleić, a następnie przycisnąć i chwilę przytrzymać w celu zapewnienia trwałego mocowania sensora do skóry. Dzięki temu, sensor pozostaje bezpiecznie umocowany we właściwym miejscu i głębokości.

## PODŁĄCZENIE TRANSMITERA

- Przed podłączeniem transmitera upewnij się, że w pompie opcja Sensor jest włączona.
- Odłącz transmitter od ładowarki, poczekaj 5 sekund aż zgaśnie zielona dioda.
- WAŻNE:** jeśli zielona dioda transmitera nie zacznie pulsować po podłączeniu do sensora, należy odłączyć transmitter od sensora, i ponownie podłączyć go do ładowarki i naładować. Następnie, należy ponownie podłączyć transmitter do sensora. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu, odłączysz transmitter od sensora lub ładowarki, odczekaj 5 sekund przed ponownym podłączeniem go do sensora lub ładowarki.
- Jeśli na metalowych stykach sensora lub czarnych uszczelkach widoczna jest krew, nie należy podłączać transmitera.  
Wyjąć i wyrzucić sensor, a następnie wprowadzić nowy sensor.
- Umocuj sensor z transmierem dodatkowym plastrem.

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ PROCEDURĘ: \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11  
00-633 Warszawa  
Tel.: +48 22 46 56 900  
Fax: +48 22 46 56 917

[www.pompy-medtronic.pl](http://www.pompy-medtronic.pl)

Całodobowa infolinia:  
22 46 56 987 lub  
801 080 987

Materiał opracowany przy współpracy z Sekcją Pediatriczną PTD.

UC 201711494 PO ©2017 Medtronic MiniMed Inc.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Medtronic